

Ialu Clenny

Spray nasale 20 ml

INDICAZIONI

Ialu Clenny spray nasale è un dispositivo medico in soluzione salina isotonica con acido ialuronico sale sodico. E' indicato nel caso di secchezza della mucosa nasale di varia origine; crea inoltre un'efficace barriera protettiva nei confronti degli agenti esterni, riducendo l'eccessiva secrezione nasale. Consigliato in caso di riniti allergiche e non, nelle rinosinusiti, nel periodo successivo ad interventi chirurgici sul naso. L'acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti e lubrificanti, consente di mantenere la mucosa nasale idratata, limitandone la iper-reattività ed agevolando la clearance mucociliare. Indicato anche nei bambini e negli anziani.

COMPOSIZIONE

Acqua
Cloruro di sodio
Sorbato di potassio
Fenossietanolo
Sodio benzoato
PPG-26-buteth-26
PEG-40 olio di ricino idrogenato
Ialuronato di sodio (con range di peso molecolare 700-1000 KDa alla concentrazione dello 0,1%)
Acqua marina

MODO D'USO

Rimuovere il cappuccio dall'erogatore e, al primo utilizzo, azionare il dispositivo alcune volte a vuoto tenendolo in posizione verticale. Per l'applicazione nelle narici orientare il beccuccio verso l'esterno della fossa nasale (cioè verso l'occhio omolaterale); spruzzare una o due volte per narice, massaggiare delicatamente l'esterno della narice per

distribuire uniformemente la soluzione.
Al termine dell'operazione pulire l'erogatore e richiudere il flaconcino con il cappuccio.
Si consigliano 3-4 somministrazioni al giorno e/o secondo necessità.

AVVERTENZE

- Leggere attentamente le modalità d'uso e le avvertenze prima dell'utilizzo.
- Il dispositivo è da considerarsi ad utilizzo individuale;
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti;
- Sospendere l'uso e consultare il medico in caso di insorgenza di effetti avversi;
- Non ingerire;
- Evitare il contatto con occhi; in caso di contatto accidentale risciacquare con acqua corrente fredda;
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
- Non utilizzare se l'imballaggio interno è aperto o danneggiato;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Ialu Clenny spray nasale è un trattamento aggiuntivo e non sostituisce altri trattamenti prescritti dal proprio medico.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette; non esporre a luce solare diretta.

CONFEZIONE

Contenitore da 20 ml con erogatore e cappuccio.



Apharm s.r.l. – Via Roma, 26 – 28041 Arona – Italy
www.apharm.it

Distributore: Chiesi Farmaceutici S.p.A. – Via Palermo 26/A
43122 Parma – Italy



 **Chiesi**