

# Iper Clenny®

**Soluzione ipertonica 3% (30 g/l di sodio cloruro)**

## INDICAZIONE

Soluzione ipertonica sterile ad azione decongestionante e fluidificante della mucosa nasale, indicata nel trattamento del raffreddore comune, di riniti acute infettive ed allergiche, di rinosinusiti e delle bronchioliti virali.

## COMPOSIZIONE

Acqua per preparazioni iniettabili  
Sodio cloruro

## MODO D'USO

### Per nebulizzazione

Vie Aeree Superiori

- 1 fiala, 2 volte al giorno preferibilmente con doccia nasale o con nebulizzatore pneumatico e ampolla tradizionale

Bronchioliti

- 1 fiala, 3 volte al giorno con nebulizzatore pneumatico e ampolla tradizionale

### Per Instillazione



Vie Aeree Superiori

- Lattanti: instillare alcune gocce in ognuna delle narici prima della poppata da 1 a 2 volte al giorno.
- Bambini: instillare alcune gocce in ognuna delle narici da 1 a 3 volte al giorno.
- Adulti: 1-3 flaconcini al giorno, instillando il contenuto e suddividendolo tra le due narici.

## AVVERTENZE

Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti; sospendere l'uso e consultare un medico specialista in caso di insorgenza di effetti secondari; non ingerire; evitare il contatto con occhi e ferite, in caso di contatto accidentale risciacquare abbondantemente con acqua fredda; non utilizzare dopo la data di scadenza; non utilizzare se il contenitore interno appare danneggiato; tenere fuori dalla portata dei bambini; leggere attentamente le modalità d'uso e le avvertenze prima dell'utilizzo.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette; non esporre a luce solare diretta.


## CONFEZIONE

20 flaconcini monodose da 5 ml



Genetic S.p.A. - Via G. Della Monica, 26 - Castel San Giorgio (SA) Italy

Distributore: Chiesi Farmaceutici S.p.A. - Via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR) Italy



Ultima revisione del foglietto illustrativo: Luglio 2019